

LabR 功能模块总览

基础实验汇总统计、原始散点和 WB 定量矩阵的图形展示



阅读提示

14 个导出项 = 8 个函数 + 6 个调色板向量；调色板对象无须加括号调用。

精确保留接口大小写；按功能归类，每个当前导出项仅在本页列出一一次。

01 WB / qPCR 条形图 / 2

`plt_bar()`
分组条形图、误差线与散点
`plt_bar1()`
柔和条形与形状编码散点

02 散点与均值横线 / 1

`plt_dot()`
绘制实验散点、均值与误差线

03 CCK-8 增殖曲线 / 1

`plt_cck8()`
绘制 CCK-8 时间曲线与误差线

04 WB 定量矩阵 / 2

`plt_wb_heat()`
绘制 WB 定量热图与数字标注
`plt_wb_bubble()`
用气泡大小和颜色展示 WB 定量

05 绘图主题 / 2

`theme_lab()`
基于 ggprism 的实验图主题
`theme_lab2()`
基于 theme_classic 的轻量主题

06 期刊与通用配色 / 6

`pal_lab`
默认 Lancet 风格配色
`pal_jama`
JAMA 风格配色
`pal_nejm`
NEJM 风格配色
`pal_npg`
Nature Publishing Group 风格配色
`pal_set2`
RColorBrewer Set2 配色
`pal_dark2`
RColorBrewer Dark2 配色

阅读提示

14 个导出项 = 8 个函数 + 6 个调色板向量；调色板对象无须加括号调用。

LabR 分析流程与对象流

按任务阅读各条链路：输入 → 公共入口 → 返回对象 → 展示或下游使用。



阅读提示
真实观测点由 raw_data 提供；仅有均值与 SD 时绘制的模拟点不代表原始重复。显著性依赖输入与比较设置。